

MODELES

Les Cryoair localisees de MECOTEC sont disponibles en plusieurs versions :

	cryoair mini	cryoair mini premium	cryoair mini turbo	cryoair C200	cryoair C600
Flux d'air	350–1500l/min.	350–1200l/min.	350–1500l/min.	350–1500l/min.	350–1500l/min.
Température	Jusqu'à -32°C	Jusqu'à -32°C	Jusqu'à -40°C	Jusqu'à -40°C	Jusqu'à -60°C
Alimentation	~230V	~230V (~115V)	~230V	~230V	~230V
Fréquence électrique	50Hz	50Hz/ 60Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Consommation	650W	500W	850W	900W	1400W

FAITES CONFIANCE AU LEADER MONDIAL DE LA CRYOTHERAPIE

MECOTEC est le pionnier du développement des systèmes de refroidissementélectriques avec une expérience de plus de 25 ans sur le marché. En choisissant la marque MECOTEC, vous choisissez une technologie certifiée TÜV en provenance 100% d'Allemagne.



Notre usine MECOTEC avec son centre intégré de Recherche et Développement et un service client sur site, emploie les meilleurs spécialistes pour vous offrir les équipements les plus aboutis.



Depuis nos deux usines en Allemagne pour la fabrication, le développement et la logistique nous avons ouverts des filiales en Italie, France, aux US, au Moyen Orient, en Asie du Sud Est et en Chine pour assurer un service de proximité et répondre dans les meilleurs délais à nos futurs clients !

MECOTEC

FREEZING TECHNOLOGY

IMS MECOTEC FRANCE
95 Rue du Rajol
34130 Montpellier (Mauguio)
France

contact@mecotec.net
www.mecotec.net



mecotec_france



mecotecfr



mecotec-france

© MECOTEC GmbH

BR_100-01_cryo localisée_FR_01 / 06.23
(Printing) errors and techn. modification subject to
change, reproduction only with written permission



cryoair

GAMME DE CRYOTHERAPIE LOCALISEE



Les avantages de nos solutions de Cryo localisées

Notre gamme offre un vaste choix d'équipements en fonction de vos besoins. Les différences principales résident dans leur capacité de refroidissement et le volume de production d'air. L'air est refroidi à une température entre -32°C et -60°C, pour être soufflé sur la zone du corps souhaitée en utilisant un flexible avec flux d'air ajustable. Bénéficiez des nombreux avantages de nos Cryoair localisées tels que :

Une plage de refroidissement élevée sans risque de gel

Une température de refroidissement constante sur une longue période

Flux d'air ajustable

La zone du corps traitée reste facilement accessible

Pas besoin de traitement médicamenteux

Refroidissement ciblé. Traitement de précision.

Que ce soit pour le sport, le bien-être ou le traitement médical, la cryothérapie est une méthode moderne utilisée dans la plupart des établissements privés et centres médicaux. Pour la cryo localisée, une quantité précise d'air extrêmement froid est insufflée directement sur la surface de la peau, retirant ainsi la chaleur naturelle du corps sur la zone choisie. Cela procure un apaisement immédiat de la douleur et aide à réduire les inflammations.



Accessoires en option (de gauche à droite)

Plateau en verre

Flexible de traitement 170cm, embouts multiples

Bras à double articulation pour un positionnement du flexible optimal avec système de clip

Tuyau pour laser 200cm, modèles différents

Traitement ciblé

L'utilisation d'air froid ciblé aide à traiter les pathologies rhumatismales et aide à la récupération post-opératoire. Ce traitement couvre également les douleurs dorsales, la réduction des inflammations et la neurodermatite.

Une nouvelle sensation pour le corps

En retirant localement la chaleur naturelle de la peau, ce traitement soulage les douleurs des sportifs de haut niveau, améliore la mobilité articulaire et réduit les gonflements.

Beauté rafraichissante

L'air froid est souvent utilisé dans l'industrie esthétique. L'utilisation de l'air froid localisé retend les tissus de la peau et stimule la production de collagène.



Pourquoi choisir notre Cryoair localisée :

Pas d'AZOTE

Le système de refroidissement de nos cryoair localisées ne nécessitent plus d'azote du tout ! Des équipements plus sûrs, simples d'usage et plus efficaces.

Economique

Notre technologie innovante a été optimisée depuis plusieurs années grâce à notre service de recherche et développement, réduisant ainsi au maximum les coûts d'utilisation tout en conservant des performances élevées.

Efficace

Des équipements fabriqués par le leader du marché offrant conseil, accompagnement et service client.

Une large gamme d'équipements

Une vaste sélection d'équipements et d'accessoires pour satisfaire vos besoins.

Sophistiquées

Dernière technologie extrêmement efficace, faible empreinte au sol, silencieux, pas de bac de condensat et simple d'utilisation.